

# Jak **BEZPŁATNIE** wymienić stary glukometr na nowy?

1. Podczas wizyty w poradni diabetologicznej zapytaj o nowy glukometr OneTouch Select<sup>®</sup> Plus lub OneTouch Select Plus Flex<sup>®</sup> oraz receptę na pasujące do niego paski testowe OneTouch Select<sup>®</sup> Plus.
2. Odbierz nowy glukometr i jeśli jest taka możliwość, umów się na szkolenie dotyczące jego obsługi.
3. W aptece wykupując paski testowe upewnij się, że farmaceuta sprzedał Ci dobre paski tzn. OneTouch Select<sup>®</sup> Plus.

**Chcę wymienić mój stary glukometr na nowy:**



**OneTouch Select Plus Flex<sup>®</sup>**



**OneTouch Select<sup>®</sup> Plus**



Paski testowe pasujące do mojego nowego glukometru to:  
**paski testowe OneTouch Select<sup>®</sup> Plus**